

Szimbólumok magyarázata

IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA

Ez egy általános jelmagyarázat, amely segít a termék címkéin esetlegesen megjelenő szimbólumok megértésében.



A tartalom <n> teszthez elegendő



In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
Cikkszám



Sorozatszám



Csak a rendelt célra való használatra
Egyedi eszközazonosító



Szabadalmak



Információk a biztonsági adatlapon



Származási ország
Figyelem!



Páratartalom korlátozása



Tilos újrafelhasználni



Gyártás dátuma



Hőmérséklet korlátozása



Cikkszám



Sarzkód



Gyártó



Felhasználhatósági dátum



Napfénytől védve tartandó



Lásd a használati útmutatót



Jelölőnégyzet annak megerősítésére, hogy a palackba be van töltve 100 ml EtOH.
Európai megfelelés

Egészségkárosító anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Tűzvesély szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Figyelmeztető jelzés – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Oxidáló anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról

Korrozív anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról



Mérgező anyag szimbólum – A veszélyt jelző szimbólumok és a kísérő figyelmeztető mondatok magyarázatát lásd az összetevő biztonsági adatlapján (SDS), amely letölthető a <http://support.illumina.com/sds.html> oldalról
Felfelé



Vigyázat, törékeny!



Szárazon tartandó



Fagyasztva tartandó

Szerzői jog és védjegyek

© 2021 Illumina, Inc. Minden jog fenntartva. Minden védjegy az Illumina, Inc., illetve az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. A védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a www.illumina.com/company/legal.html oldalon.

Elérhetőségek



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California
92122 U.S.A.
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (Észak-
Amerikán kívül)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Ausztrál szponzor

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Ausztrália